

Anticorpo Policlonais Anti-Dnajb1 Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - P25685

Número do item: CM0025336



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra DNAJB1 (Hdj1/HSP40). Adequado para WB, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de chaperonas e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] DNAJB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B; B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3337
ID do Gene	3337
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-340 de DNAJB1 humano (NP_006136.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25685
Peso Proteico	38kDa
Envio	Bolsa de gelo