

[Ko Validado] Anticorpo Policlonal Anti-Ebp1/Pa2G4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq80

Número do item: CM0016395



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a EBP1/PA2G4, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre proliferação celular, diferenciação e vias de sinalização ERBB3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho EBP1/PA2G4 [Validado por KO]
Observações/Apelidos	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; G4
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5036
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-394 de EBP1/PA2G4 humano (NP_006182.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQ80
Peso da Proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo