

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ece1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42892

Número do item: CM0025546



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra ECE1 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com ECE1 humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa da via da endotelina-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] ECE1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ECE; E1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1889
GeneID	1889
Imunôgenio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 670-770 do ECE1 humano (NP_001388.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42892
Peso Proteico	87kDa
Envio	Em saco de gelo