

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eef1B2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24534

Número do item: CM0029143



introdução

A CamelBio fornece um anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa o EEF1B2 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. O EEF1B2 funciona como um fator de elongação na biossíntese de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] EEF1B2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EF1B; EEF1B; EEF1B1; B2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1933
GeneID	1933
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-225 do EEF1B2 humano (NP_001032752.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24534
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo