


Anticorpo Policlonal Anti-Ehmt2 Validado Por Ko Para Wb, Ip, Elisa - Q96Kq7

Número do item: CM0014248



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra EHMT2 humano (G9a), uma histona H3K9 metiltransferase. Projetado para Western blot (WB), imunoprecipitação (IP) e ELISA. Ideal para estudos de epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] EHMT2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; T2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10919
ID do Gene	10919
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 877-1176 do EHMT2 humano (NP_079532.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96KQ7
Peso Molecular da Proteína	132kDa
Envio	Saco de Gelo