


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-ErbB3/Her3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Número do item: CM0013264



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa o ErbB3/HER3, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. O imunogénio corresponde à região C-terminal (aa 1275-1342). Peso previsto de 148 kDa. Ideal para pesquisa sobre cancro e epitélio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] ErbB3/HER3 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; R3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2065
GeneID	2065
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1275-1342 do ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P21860
Peso da Proteína	148kDa
Envio	Saco de gelo