

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Esd Para Wb E Elisa - P10768

Número do item: CM0023032



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa ESD humano (S-formilglutathione hidrolase, esterase D). Apresenta reatividade cruzada com camundongo, suporta WB e ELISA para pesquisa de metabolismo de formaldeído, sendo ideal para o estudo de vias de desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] ESD Rabbit pAb
Observações/Alias	FGH; SD
Espécie	Humano
ID do Gene	2098
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-282 da ESD humana (NP_001975.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10768
Peso Proteico	31kDa
Envio	Bolsa de gelo