


[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fam38A/Piezo1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92508

Número do item: CM0006655



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO que visa o PIEZO1, um canal iônico mecanossensível envolvido no tato, desenvolvimento vascular e adesão celular. Adequado para WB, IHC-P e ELISA; detecta amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] FAM38A/PIEZO1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9780
IDgene	9780
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2199-2429 do PIEZO1 humano (NP_001136336.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92508
Peso da Proteína	287kDa
Envio	Saco de gelo