


## [KO Validado] Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Galectina-3/Lgals3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17931

Número do item: CM0012853



### introdução

Anticorpo policlonado de coelho validado por KO contra Galectina-3 humana (LGALS3). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Reconhece uma proteína de 26 kDa. Ideal para pesquisa em inflamação e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | [KO Validado] Galectina 3/LGALS3 pAb de Coelho                                                                                         |
| Observações/Apelidos | L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; S3                                                                                       |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                 |
| ID do Gene (Humano)  | 3958                                                                                                                                   |
| ID do Gene           | 3958                                                                                                                                   |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da Galectina 3/LGALS3 humana (NP_002297.2). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                 |
| Categoria            | Anticorpos Policlonados                                                                                                                |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                               |
| SWISS                | P17931                                                                                                                                 |
| Peso da Proteína     | 26 kDa                                                                                                                                 |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                          |