

## Anticorpo Monoclonal Anti-Gars Validado Por Ko Para Wb, Elisa - P41250

Número do item: CM0003248



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra GARS humano (glicil-tRNA sintetase). Adequado para Western blot e ELISA. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 640-739 do GARS humano (P41250).

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] GARS mAb de Coelho                     |
| Observações/Apelido | GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1; RS |
| Espécie             | Humano                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 2617                                                     |
| ID do Gene          | 2617                                                     |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético                                       |
| Fonte               | Coelho                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                   |
| SWISS               | P41250                                                   |
| Peso da Proteína    | 83kDa                                                    |
| Envio               | Saco com gelo                                            |