

[Ko Validado] Anticorpo Policlonal Anti-Gata3 De Coelho Para Wb E Elisa - P23771

Número do item: CM0019880



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GATA3 humano, validado por knockout. Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Para estudo da função do fator de transcrição de células T na diferenciação Th2 e na resposta imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] GATA3 Rabbit pAb
Observações/Alias	HDR; HDRS; A3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2625
ID do Gene	2625
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da GATA3 humana (NP_001002295.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23771
Peso Proteico	48kDa
Envio	Bolsa de gelo