

[KO Validado] Anticorpo Policlonal Anti-Glod4 Para Wb, Elisa - Q9Hc38

Número do item: CM0022118



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GLOD4 humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisa da proteína 4 contendo domínio glicoxalase mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] GLOD4 Coelho pAb
Observações/Apelido	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; D4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51031
ID do Gene	51031
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 179-298 do GLOD4 humano (NP_057164.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9HC38
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo