


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glutatão Sintetase (Gss) Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - P48637

Número do item: CM0018508



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra a Glutatão Sintetase (GSS) humana. Adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de estresse oxidativo e pesquisa de biossíntese de glutatona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Policlonal de Coelho contra Glutatão Sintetase (GSS)
Observações/Apelido	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; S)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2937
GeneID	2937
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 373-474 da Glutatão Sintetase (GSS) humana (NP_000169.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48637
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em saco de gelo