

[KO Validado] Anti-Hadha Coelho Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P40939

Número do item: CM0006414



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HADHA de alta qualidade [KO Validado] para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, rato. Essencial para pesquisa de beta-oxidação mitocondrial e metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] HADHA Coelho PolymAb®
Observações/Apêndice	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3030
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 545-763 do HADHA humano (NP_000173.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40939
Peso Proteico	83 kDa
Envio	Bolsa de gelo