

[Validado Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hdac1 Para Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - Q13547

Número do item: CM0005700



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HDAC1 validado para WB, IP, IF, IHC, ChIP, ELISA. Adequado para pesquisa de HDAC1 humano e de camundongo em epigenética e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] HDAC1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3065
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 393-482 da HDAC1 humana, NP_004955.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13547
Peso Proteico	55 kDa
Envio	Saco de gelo