


[KO Validado] Anticorpo Policlonal Anti-Her2/ErbB2 Para Wb, Elisa - P04626

Número do item: CM0019307



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HER2/ErbB2 de alta qualidade, [KO Validado] para Western blot (WB) e ELISA. Tem como alvo o HER2/ErbB2 humano, um receptor tirosina-quinase superexpresso em muitos tipos de câncer. Ideal para pesquisa oncológica e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] HER2/ErbB2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); B2
Espécie	Humana
GeneID	2064
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1156-1255 do HER2/ErbB2 humano (NP_004439.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P04626
Peso da Proteína	138 kDa
Envio	Bolsa de gelo