

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hexoquinase-1 (Hk1) Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P19367

Número do item: CM0002664



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado à Hexoquinase-1 humana (HK1, P19367). Adequado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; reage com humanos, camundongos e ratos. Suporta pesquisas sobre glicólise, metabolismo e estudos de imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] HK1 mAb de Coelho
Observações/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexoquinase; K1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3098
GeneID	3098
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da Hexoquinase 1 humana (P19367).)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19367
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Bolsa de gelo