


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal Anti-Hira Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54198

Número do item: CM0030591



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HIRA humano (TUP1/DGCR1), validado por KO para aplicações WB, IHC-P e ELISA. Útil para estudar a montagem da cromatina, senescência e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] HIRA pAb de Coelho
Observações/Apelido	TUP1; DGCR1; TUPLE1; RA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7290
GeneID	7290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-550 do HIRA humano (NP_003316.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P54198
Peso da Proteína	112kDa
Envio	Saco de gelo