


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Histona H1.0 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07305

Número do item: CM0029985



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra Histona H1.0 para Western blotting, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de cromatina, regulação gênica e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] Histona H1.0 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	H10; H1.0; H1F0; H1FV; .0
Espécie	Humano
ID do Gene	3005
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 da H1F0 humana (NP_005309.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07305
Peso da Proteína	21kDa
Transporte	Saco de gelo