


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonais Anti-Histona H2A.z Para Wb, Elisa - POC055

Número do item: CM0029776



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Histona H2A.Z humana, validado por KO para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Imunogeno: proteína recombinante (aa 1-128). Peso molecular ~13 kDa. Ideal para biologia da cromatina e pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Histona H2A.Z Rabbit pAb
Observações/Alias	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	H2A
ID do Gene	3015
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-128 da H2AFZ humana (NP_002097.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	POC055
Peso Proteico	13 kDa
Envio	Bolsa de gelo