


Anticorpo Policlonale De Coelho Anti-Hmgb1 Validado Para Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09429

Número do item: CM0029892



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonale de coelho anti-HMGB1 validado para KO (P09429) para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece HMGB1 humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em DAMP e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] HMGB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; HMGB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3146
GeneID	3146
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-168 da HMGB1 humana (NP_002119.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09429
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo