

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15365

Número do item: CM0018959



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a hnRNP E1/PCBP1 humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato, com peso molecular de 37 kDa. Ideal para estudos de funções de proteínas de ligação a RNA, eritropoiese e mecanismos de infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[Validado por KO] hnRNP E1/PCBP1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; P1
Espécie	Humano
ID do Gene	5093
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do hnRNP E1/PCBP1 humano (NP_006187.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15365
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de gelo