

[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnrnpa2B1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

Número do item: CM0013846



introdução

[KO Validado] Anticorpo policlonal de coelho contra HNRNPA2B1 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas em biologia do RNA e telômeros. - P22626

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[KO Validado] HNRNPA2B1 pAb de coelho
Observações/alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	3181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da HNRNPA2B1 humana (NP_112533.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P22626
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo