


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hprt1 Para Wb, Elisa - P00492

Número do item: CM0028117



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HPRT1, validado para aplicações de knockout. Adequado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato, apoiando a pesquisa da via de salvamento de purinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	[Validado por KO] HPRT1 Coelho pAb
Observações/Apelido	HPRT; HGPRT; T1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3251
GeneID	3251
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-218 do HPRT1 humano (NP_000185.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00492
Peso Proteico	25kDa
Envio	