

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal Anti-Hsp90A Para Wb, Elisa - P07900

Número do item: CM0011650



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Hsp90α humano, validado para WB e ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de biologia de chaperonas, transdução de sinal e resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Hsp90α Coelho mAb
Observações/Alias	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p
Espécie	Humano
ID do Gene	3320
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 433-732 da Hsp90α humana (NP_005339.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07900
Peso da Proteína	84kDa/98kDa
Transporte	Saco de gelo