


[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hsp90B Para Wb, If/Icc, Elisa - P08238

Número do item: CM0019332



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Hsp90 β humano (HSP90AB1), validado para KO, adequado para aplicações de WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo, macaco. Chaperona molecular envolvida no dobramento de proteínas e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Hsp90 β Rabbit pAb
Observações/Apelido	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0 β
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3326
GeneID	3326
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P08238
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de gelo