

[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Idh1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O75874

Número do item: CM0013137



introdução

[KO Validado] anticorpo policlonal de coelho contra IDH1 humana, adequado para aplicações WB, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta IDH1 em amostras humanas, de camundongo e rato, tendo como alvo a isocitrato desidrogenase NADP citoplasmática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] IDH1 Rabbit pAb
Observações/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; H1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3417
GeneID	3417
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-414 da IDH1 humana (NP_005887.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75874
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo