

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Igf2Bp1/Imp1 Para Wb, Elisa - Q9Nzi8

Número do item: CM0019809



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra IGF2BP1/IMP1 humano. Adequado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo uma proteína de ligação ao RNA envolvida no transporte, na estabilidade e na regulação da tradução de mRNA no câncer e na neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IGF2BP1/IMP1 pAb de coelho [Validado por KO]
Observações/Apelido	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; P1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	10642
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 1-100 de IMP1 humano (NP_006537.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NZI8
Peso da proteína	63 kDa
Transporte	Bolsa de gelo