


[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal Anti-Impdh2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12268

Número do item: CM0008005



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra IMPDH2 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta IMPDH2 humano, de camundongo e de rato; essencial para pesquisas sobre o metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-IMPDH2 [Validado por KO]
Observações/Apelidos	IMPD2; IMPDH-II; H2
Espécie	Humano
ID do gene	3615
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-300 da IMPDH2 humana (P12268)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P12268
Peso da proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo