


[KO Validado] Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ing5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8WYh8

Número do item: CM0029343



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra ING5 humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa de acetilação de cromatina, ciclo celular e apoptose. Reage de forma cruzada com humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] ING5 Rabbit pAb
Observações/Alias	p28ING5; G5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84289
GeneID	84289
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do ING5 humano (NP_115705.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WYH8
Peso Proteico	28kDa
Transporte	Bolsa de gelo