

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ipo4 Para Wb, Elisa - Q8Tex9

Número do item: CM0019615



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa a Importina-4 (IPO4) humana para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Regente chave para investigar o transporte nuclear de histonas, VDR e proteínas virais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] IPO4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Imp4; O4
Espécie	Humano
GeneID	79711 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 728-1081 do IPO4 humano (NP_078934.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TEX9
Peso da Proteína	119kDa
Envio	Saco de gelo