

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Irf3 Para Wb - Q14653

Número do item: CM0002222



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO que visa o fator regulador de interferão 3 (IRF3). Adequado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com a proteína IRF3 humana e de camundongo. Ideal para pesquisa de resposta imune inata e antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] IRF3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IIAE7; F3
Espécie	Humano
ID do Gene	3661
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do IRF3 humano (Q14653).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14653
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo