

[Ko Validado] Anticorpo Policloal Anti-Irf9 Para Wb E Elisa - Q00978

Número do item: CM0021460

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO direcionado a IRF9 humana (ISGF3γ), adequado para WB e ELISA. Detecta o fator de transcrição de 44 kDa crucial para a sinalização antiviral do interferon tipo I. Para estudos de imunidade inata e complexo ISGF3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] IRF9 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p48; IRF-9; ISGF3; ISGF3G; F9
Espécie	Humano
ID do Gene	10379
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 113-255 da IRF9 humana (NP_006075.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q00978
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de gelo