


Anticorpo Policlonal Anti-Itch Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q96J02

Número do item: CM0016045



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra ITCH (ligase de ubiquitina E3 homóloga a Itchy) para WB, ELISA em humano, rato, camundongo. Envolvido na ubiquitinação, inflamação, resposta imune e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] ITCH Rabbit pAb
Observações/Apelido	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83737
ID do Gene	83737
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-155 do ITCH (NP_001244066.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96J02
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Saco de gelo