

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jak2 Validado Por Ko Para Wb, Elisa - O60674

Número do item: CM0030026



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO direcionado à JAK2 humana, adequado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de transdução de sinal, regulação da cromatina e sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] JAK2 Rabbit pAb
Observações/Alias	JTK10; JAK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3717
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 933-1132 da JAK2 humana (NP_004963.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60674
Peso da Proteína	131 kDa
Envio	Bolsa de gelo