

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Keap1 (Inrf2/Klhl19) - Q14145

Número do item: CM0009101



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho KEAP1 (INrf2/KLHL19) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para humano, camundongo e rato. Principal sensor de estresse oxidativo; adaptador de ubiquitina ligase E3 para degradação de NRF2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] KEAP1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	INrf2, KLHL19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9817
GeneID	9817
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 525-624 da KEAP1 humana (NP_036421.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14145
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo