

Anticorpo Policlonal Anti-Kmt5C Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q86Y97

Número do item: CM0023237



introdução

Anticorpo policlonal anti-KMT5C validado por KO para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Tem como alvo a histona metiltransferase KMT5C (SUV420H2) para estudos de regulação da cromatina e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] KMT5C pAb de Coelho
Observações/Apelido	SUV420H2; Suv4-20h2; 5C
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84787
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do KMT5C humano (NP_116090.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q86Y97
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo