

[Ko Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kras Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

Número do item: CM0006359



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-KRAS validado por KO para WB, IHC-P e ELISA. Detecta KRAS humano, de camundongo e rato, uma proteína chave da via de sinalização Ras-MAPK envolvida na proliferação celular e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] KRAS Rabbit mAb
Observações/Apelidos	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3845
GeneID	3845
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01116
Peso da Proteína	22kDa
Transporte	Saco de gelo