

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kras Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - P01116

Número do item: CM0017525



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho KRAS Validado por KO, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a GTPase KRas, um transdutor de sinal chave na via Ras-MAPK. Adequado para pesquisa em câncer e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] KRAS Rabbit pAb
Observações/Apelido	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3845
GeneID	3845
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-188 do KRAS humano (NP_203524.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01116
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo