


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lactato Desidrogenase B/Ldh-B Validado Para Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07195

Número do item: CM0008552



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a lactato desidrogenase B/LDH-B validado para KO para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de glicólise no músculo cardíaco. Fornecido pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado para KO] Anticorpo monoclonal de coelho contra lactato desidrogenase B/LDH-B
Observações/alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281
Espécie	Humana
ID do gene	3945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-93 da LDHB humana (NP_002291.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, de camundongo e de rato
SWISS	P07195
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo