

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Lamin A/C Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02545

Número do item: CM0008599



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo anti-Lamin A/C validado por KO para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta lamin A/C em amostras humanas, de camundongo e de rato. Útil para estudos da lâmina nuclear, laminopatias e senescência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo contra Lamin A/C [Validado por KO]
Observações/Apelidos	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B
Espécie	Humano
GeneID	4000
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 403-572 da Lamin A/C humana (NP_733821.1).
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02545
Peso da Proteína	74 kDa
Envio	Bolsa de gelo