

[KO Validado] Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Lamina A/C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02545

Número do item: CM0024355



introdução

Anticorpo policlonado de coelho validado por KO contra Lamina A/C (P02545). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de lâmina nuclear e laminopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Lamina A/C Rabbit pAb
Observações/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4000
GeneID	4000
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 403-572 da Lamin A/C humana (NP_733821.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02545
Peso Proteico	74kDa
Envio	Bolsa de gelo