


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Laminina Beta 1 Validado Para Ko Para Wb, Elisa - P07942

Número do item: CM0024115



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Laminina beta 1, validado para KO, adequado para WB e ELISA. Reage com Laminina beta 1 humana e de camundongo, uma proteína chave da membrana basal envolvida na adesão celular e organização tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Laminina beta 1 pAb de Coelho
Observações/Alias	CLM, LIS5, 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3912
ID do Gene	3912
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1467-1786 da Laminina beta 1 humana (NP_002282.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P07942
Peso da Proteína	198kDa
Transporte	Saco de gelo