

[KO Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lamp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

Número do item: CM0003230



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LAMP2 validado por KO para WB, IHC-P, ELISA. Detecta LAMP2 humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa em autofagia, biogênese de lisossomos e doença de Danon. UniProt P13473.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-LAMP2
Observações/Apelido	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3920
GeneID	3920
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 311-410 da LAMP2 humana (P13473).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13473
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de Gelo