

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lamp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P13473

Número do item: CM0012170



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LAMP2 de alta especificidade, validado por KO, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC e ELISA. Ideal para o estudo da biogênese lisossomal, autofagia e doenças de armazenamento lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] LAMP2 Rabbit mAb
Observações/Alia(s)	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3920
GeneID	3920
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-375 da LAMP2 humana (NP_002285.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P13473
Peso da proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo