


[KO Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ldha Para Wb, If/Icc, Elisa - P00338

Número do item: CM0003520



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra LDHA humano (P00338). Validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com LDHA humano, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-LDHA
Observações/Apelido	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; HA
Espécie	Humano
GeneID	3939
Imunógeno	Peptídeo Sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do LDHA humano (P00338)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00338
Peso Proteico	26-39 kDa
Transporte	Saco de Gelo