


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ldhb Para Wb, If-P, Elisa - P07195

Número do item: CM0022351



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa o LDHB humano (Lactato Desidrogenase B). Validado para WB, IF-P, ELISA em humano, camundongo, rato. O LDHB catalisa a interconversão piruvato-lactato e é altamente expresso no músculo cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] LDHB pAb de Coelho
Observações/Apelido	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; HB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3945
ID do Gene	3945
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-334 do LDHB humano (NP_002291.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07195
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco com gelo