

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Litaf Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99732

Número do item: CM0027160

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra LITAF humano, adequado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Detecta proteína de 17 kDa em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre tráfego endossomal e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] LITAF pAb de Coelho
Observações/Apelido	PIG7; SIMPLE; TP53I7; AF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9516
ID do Gene	9516
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-161 do LITAF humano (NP_004853.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99732
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo