

[Ko Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lrrc59 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ag4

Número do item: CM0013582

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LRRC59 humano, validado em modelos knockout. Adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo do transporte nuclear de FGF1 e da biologia do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] pAb de Coelho Anti-LRRC59
Observações/Apelido	p34; PRO1855; 59
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55379
GeneID	55379
Imunógeno	Proteína recombinante - proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-244 do LRRC59 humano (NP_060979.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96AG4
Peso da Proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo