


[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lsh/Hells Para Wb, Ip, Elisa - Q9NrZ9

Número do item: CM0025089



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO direcionado ao Lsh/HELLS humano (Q9NRZ9). Adequado para WB, IP e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Uma ferramenta ideal para estudos de remodelação da cromatina, metilação do DNA e estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Lsh/HELLS pAb de Coelho
Observações/Apelido	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; LS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3070
ID do Gene	3070
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 719-838 do Lsh/HELLS humano (NP_060533.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRZ9
Peso Proteico	97 kDa
Envio	Em saco de gelo